

Link do produktu: <https://akmed.pl/push-med-splint-orteza-szynowo-opaskowa-nadgarstka-p-7321.html>



## Push med splint orteza szynowo-opaskowa nadgarstka

Numer katalogowy **10054**

Producent **Push**

### Opis produktu

#### Charakterystyka

Orteza szynowo-opaskowa nadgarstka Push med splint zapewnia unieruchomienie nadgarstka bez ograniczenia funkcjonalności dłoni. Ortezę łatwo założyć używając jednej ręki. Okrągłe, nieelastyczne łączenie pozwala dokładnie dopasować termoplastyczną szynę do anatomii stawu nadgarstkowego. Dzięki temu ruchy dłoniowe są ograniczone, a ułożenie dłoni zapewnia funkcjonalność.

#### Wskazania

- Kontynuacja leczenia po urazach nadgarstka
- Choroba zwyrodnieniowa nadgarstka
- Przeciężeniowe dolegliwości ze strony prostowników nadgarstka
- Zespół cieśni nadgarstka

Strona lewa/prawa

#### Rozmiar

1  
2  
3  
4

#### Obwód (cm)

13-15  
15-17  
17-19  
19-21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4

**TYP:** lewy , prawy