

Link do produktu: <https://akmed.pl/push-med-stabilizujacy-pas-ledzwiowo-krzyzowy-p-7335.html>



Push med stabilizujący pas lędźwiowo-krzyżowy

Numer katalogowy **10152**

Producent **Push**

Opis produktu

Charakterystyka

Pas na kręgosłup Push med koryguje pozycję kręgosłupa lędźwiowego i zmniejsza ból. Zaciśnięcie elastycznych taśm powoduje powstanie nacisku, poprawiając stabilizację dzięki zastosowaniu termoplastycznej wkładki wzmacniającej. Nacisk można łatwo regulować, aby dopasować go do indywidualnych potrzeb. Każdy pojedynczy element wzmacniający można regulować. Kształt i materiał pasa powodują, że nosi się go wygodnie, podczas czynności wykonywanych na stojąco lub siedząco, w domu lub w pracy. Anatomiczne dopasowanie powoduje, że jest on odpowiedni zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, oraz gwarantuje utrzymanie właściwej postawy. Dobre dopasowanie do ciała sprawia, że pas ten jest niewidoczny, jeśli nosi się go pod ubraniem.

Wskazania

- Kręgoszyk zwyrodnieniowy
- Zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- Dyskopatia
- Kompresyjne złamanie kręgów lędźwiowych na tle osteoporotycznym
- Doleczanie po zabiegach operacyjnych

Rozmiar	Obwód (cm)
1	65-75
2	75-85
3	85-97
4	97-110
5	110-125
6	125-145

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6