

Link do produktu: <https://akmed.pl/push-ortho-orteza-kciuka-cmc-p-7325.html>

## Push ortho orteza kciuka CMC



Numer katalogowy	<b>10070</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Push</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### Charakterystyka

Orteza łagodzi ból wywołany zwiótnieniem torebki stawowej i więzadeł okolicy pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego, zapewniając funkcjonalne ułożenie dłoni. Orteza pozostawia swobodę ruchów w sąsiednich stawach. Ortezę można łatwo założyć jedną ręką. Jest odporna na wodę i brud, można w niej wykonywać codzienne czynności. Dwie niezależne regulowane taśmy umożliwiają zastosowanie pożądanej kompresji na staw CMC.

#### Wskazania

- Leczenie pooperacyjne po plastyce stawu CMC
- Niestabilność stawu CMC
- Choroba zwyrodnieniowa stawu nadgarstkowo-śródręcznego

Strona lewa/prawa

Rozmiar	Obwód w cm
1	16-19,5
2	19,5-22,5
3	22,5-26

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3