

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 12:07

Link do produktu: <https://akmed.pl/rebel-funkcjonalna-orteza-stawu-kolanowego-p-3588.html>

Rebel funkcjonalna orteza stawu kolanowego



Numer katalogowy

U03002

Producent

Thuasne

Opis produktu

Rebel Standard U03002

- Stabilność ortezy na kończynie dzięki zawiasowi TM5+, odzwierciedlającemu naturalne ruchy stawu kolanowego, oraz synergistycznemu paskowi zawieszenia (opatentowano w USA / wynalazek Thuasne)
- Stabilizacja stawu dzięki aluminiowej ramie i anatomicznie ukształtowanej łusce piszczelowej, zapobiegającym rotacji ortezy na kończynie

2 modele: prawy i lewy

szerokość kolana

XS - 8 - 9 cm

S - 9 - 10 cm

M - 10 - 11,5 cm

L - 11,5 - 13 cm

XL - 13 - 14 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS

TYP: lewy , prawy