

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/reczny-laktator-beurer-by-15-p-4712.html>



## Ręczny laktator BEURER BY 15

Numer katalogowy	<b>BY 15</b>
Kod producenta	<b>BY 15</b>
Kod EAN	<b>4211125953041</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Laktator ręczny z akcesoriami do natychmiastowego użycia.

Ręczny laktator BY 15 firmy Beurer umożliwia kobietom karmiącym **łatwe i wygodne odciążanie** swojego **pokarmu**.

Do odciążania okazjonalnego lub w podróży.

Laktator umożliwia **przechowywanie pokarmu w butelce**, np. w czasie podróży lub gdy na dłuższy czas dziecko znajduje się z dala od matki.

Laktatorem **można także karmić dzieci**, które z powodów zdrowotnych (wczesniactwo, rozszczep podniebienia) nie mogą ssać bezpośrednio piersi matki.

W zestawie jest **butelka** oraz **adapter do butelek Avent i NUK**.

**WYRÓB MEDYCZNY**