

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 10:04

Link do produktu: <https://akmed.pl/regulowany-neoprenowy-stabilizator-kostki-p-3266.html>



Regulowany neoprenowy stabilizator kostki

Numer katalogowy	4547
Producent	Mueller

Opis produktu

- Wykonany z neoprenu lekki i cienki stabilizator pasuje do każdego rodzaju obuwia
- zapinanie za pomocą krzyżujących się pasów zapewnia stabilne i równomierne usztywnienie
- konstrukcja bez szwów zapobiega powstawaniu podrażnień i otarć, a otwarta pięta pozwala na szczelne i wygodne dopasowanie do nogi

Zastosowanie:

- ochrona przed skręceniami
- lekkie zwichnięcia stawu skokowego
- słabe i bolące stawy skokowe
- profilaktycznie podczas uprawiania sportu

Uniwersalny rozmiar (wg rozmiaru obuwia od 36 do 47)