

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 11:40

Link do produktu: <https://akmed.pl/regulowany-stabilizator-kolana-p-3277.html>



Regulowany stabilizator kolana

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 4531 |
| Producent | Mueller |

Opis produktu

Regulowany system pasków pozwala na dowolne dopasowanie nad i pod kolanem w celu regulacji nacisku i uzyskania wygody w całodziennym noszeniu. Usztywnia bez ograniczania ruchu. Podwójna warstwa wokół kolana zapewnia dodatkową ochronę. Krój zaprojektowany specjalnie by zminimalizować zwijanie się materiału pod kolanem i w pełni wykończone brzegi z gładkimi szwami zapobiegają otarciom. Miękki materiał neoprenowy dodaje kojące ciepło, co pomaga zachować giętkość stawów.

Zastosowanie

- Naderwania mięśni
- Stany zapalne różnego pochodzenia
- Przeciążenia stawu kolanowego
- Niewielkie skręcenia stawu kolanowego
- zmiany zwyrodnieniowe kolana

Rozmiar dobieramy po zmierzeniu odvodu środka kolana.

UNIWERSALNY ROZMIAR 30-53 cm