

Link do produktu: <https://akmed.pl/regulowany-stabilizator-kostki-osfm-p-3267.html>



Regulowany stabilizator kostki OSFM

Numer katalogowy	44547
Producent	Mueller

Opis produktu

- Uniwersalny rozmiar umożliwia indywidualne dopasowanie dzięki zapięciom na rzepy
- lekki i cienki, pasuje do każdego rodzaju obuwia
- zapięcie pasków w kształt ósemki daje poczucie pewnej ochrony
- podwyższony stan daje dodatkową stabilizację stawu skokowego
- wewnątrz posiada barierę mikrobową Aegis, która chroni przed rozwojem bakterii wywołujących nieprzyjemny zapach

Zastosowanie:

- ochrona przed skręceniami bocznymi
- umiarkowane skręcenia stawu skokowego
- profilaktycznie podczas uprawiania sportu

Uniwersalny rozmiar (wg rozmiaru obuwia od 35 do 47)