

Link do produktu: <https://akmed.pl/regulowany-stabilizator-plecow-i-brzucha-p-3336.html>

Regulowany stabilizator pleców i brzucha



Numer katalogowy	86471
Producent	Mueller

Opis produktu

- Łatwe wkładanie i dopasowanie do obwodu talii dzięki unikalnemu naciągającemu paskowi
- gładkie i wygodne plastikowe wkładki zapewniają wsparcie dla słabych mięśni kręgosłupa
- wewnętrzna wyściółka wyprodukowana z przetworzonych plastikowych butelek

Zastosowanie:

- bóle kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych
- zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
- po urazach mięśni brzucha
- utrzymanie zdrowej i wyprostowanej postawy

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu w talii od 81 do 129 cm)