

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 11:52

Link do produktu: <https://akmed.pl/regulowany-usztywniacz-kolana-p-3378.html>

Regulowany usztywniacz kolana



Numer katalogowy **57227**

Producent **Mueller**

Opis produktu

- regulowany system pasków pozwala na dowolne dopasowanie nad i pod kolanem
- podwójna warstwa materiału wokół kolana zapewnia dodatkową ochronę
- miękki materiał neoprenowy zapewnia kojące ciepło

Zastosowanie

- naderwania mięśni
- stany zapalne różnego pochodzenia
- przeciążenia stawu kolanowego
- niewielkie skręcenia stawu kolanowego
- zmiany zwyrodnieniowe kolana

Uniwersalny rozmiar Mierzyć obwód kolana w środkowej części (pasuje do obwodu kolana od 30 do 50 cm)
Ulepszona wersja modelu NR 4531