

Link do produktu: <https://akmed.pl/regulowany-usztywniacz-kolana-z-zawiasami-green-p-3279.html>



Regulowany usztywniacz kolana z zawiasami "Green"

Numer katalogowy	86455
------------------	--------------

Producent	Mueller
-----------	----------------

Opis produktu

Samo dopasowujący się stabilizator jest idealnym rozwiązaniem dla aktywnych osób podczas uprawiania sportu i innych fizycznych czynności. Zapewnia maksymalne poboczne wsparcie dla słabych kolan. Miękka neoprenowa mieszanka utrzymuje kojące ciepło co pomaga w ukojeniu bólu i przyspiesza regenerację uszkodzonego mięśnia lub ścięgna. Zawiasy nie ograniczają ruchów w tył i przód. Łatwy w użytkowaniu. Owijana konstrukcja umożliwia łatwe wkładanie i zdejmowanie. Pasuje na lewą i prawą nogę.

Zastosowanie

- Większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL, LCL
- Do użytkowania podczas codziennych zajęć oraz do uprawiania sportu
- umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 33 do 53cm)