

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:14

Link do produktu: <https://akmed.pl/regulowany-usztywniacz-locia-p-3306.html>



Regulowany usztywniacz łokcia

Numer katalogowy	4521
Producent	Mueller

Opis produktu

- Owijana konstrukcja zapewnia indywidualne dopasowanie do kształtu łokcia poprzez regulowany nacisk
- kojące ciepło utrzymywane przez neopren zapewnia giętkość stawu

Zastosowanie:

- urazy „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty”
- zapalenie nadkłykcia
- w przypadku słabych i nadwyrażonych łokci

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu łokcia od 18 do 38 cm)