

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:10

Link do produktu: <https://akmed.pl/regulowany-usztywniacz-locia-p-3308.html>



## Regulowany usztywniacz łokcia

Numer katalogowy	<b>75217</b>
Producent	<b>Mueller</b>

### Opis produktu

- Zwiększona powierzchnia stabilizująca zapewnia maksymalną ochronę
- zapinane paski pozwalają na indywidualne dopasowanie
- materiał AEGIS na łokciu zapewnia lepszą cyrkulację powietrza

#### Zastosowanie:

- urazy „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty”
- zapalenie nadkłykcia
- w przypadku słabych i nadwyrażonych łokci

**Uniwersalny rozmiar** (wg obwodu łokcia od 17 do 38 cm)