

Link do produktu: <https://akmed.pl/regulowany-usztywniacz-locia-p-3308.html>



Regulowany usztywniacz łokcia

Numer katalogowy	75217
Producent	Mueller

Opis produktu

- Zwiększona powierzchnia stabilizująca zapewnia maksymalną ochronę
- zapinane paski pozwalają na indywidualne dopasowanie
- materiał AEGIS na łokciu zapewnia lepszą cyrkulację powietrza

Zastosowanie:

- urazy „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty”
- zapalenie nadkłykcia
- w przypadku słabych i nadwyrężonych łokci

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu łokcia od 17 do 38 cm)