

Link do produktu: <https://akmed.pl/rekaw-na-przedramie-z-ochraniaczem-p-3380.html>



Rękaw na przedramię z ochraniaczem

Numer katalogowy **75701-5**

Producent **Mueller**

Opis produktu

- Nowy ulepszony rękaw z ochraniaczem na łokcie został zaprojektowany tak, aby dopasowywał się do konkretnego kształtu ramienia. Elastyczna góra stabilizatora zapobiega ześlizgiwaniu się rękawa z ręki, a wysoce odporna wyściółka chroni łokcie przed uderzeniami i stłuczeniami jakie mogą wystąpić podczas gry. Rękaw dodatkowo chroni mięśnie przed nadmierną ich wibracją.
- Wypełnienie o wysokiej amortyzacji uderzeń
- Wykonane z materiałów nie zawierających lateksu.
- Pasuje na lewą i prawą rękę
- Antybakteryjne - kontroluje lub likwiduje nieprzyjemne zapachy.
- Bardzo długi rękaw 42 cm
- 1 szt w opakowaniu

Właściwy rozmiar dobieramy na podstawie obwodu łokcia:

Rozmiar	Obwód łokcia
SM	20,3 - 27,9 cm
MD	25,4 - 33 cm
LG	30,4 - 38,01 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: LG , MD , SM