

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:53

Link do produktu: <https://akmed.pl/rekaw-ochronny-dla-loci-p-3309.html>

Rękaw ochronny dla łokci



Numer katalogowy **3AAE-1909B**

Producent **Mueller**

Opis produktu

Nasz najbardziej skuteczny i wygodny rękaw dla łokci. Konstrukcja konturowa z neoprenu i unikalne zszyte oparcie chronią łokieć za pomocą poduszczonek. Cieńsza fakturowana warstwa neoprenu na wewnętrznej stronie stawu łokciowego pomaga złapać piłkę.

Pozwala na pełną swobodę ruchu.

Rozmiar dobieramy po zmierzeniu obwodu łokcia

S	M	L	XL	XXL
17-25 cm	25-30 cm	30-33 cm	33-38 cm	39-43 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL