

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:53

Link do produktu: <https://akmed.pl/ringo-sensoryczne-togu-p-6951.html>

## Ringo sensoryczne TOGU®

Numer katalogowy **7004**

Producent **Togu**



### Opis produktu

Używane podczas ćwiczeń mających na celu pobudzenie stref refleksyjnych. Używane w ćwiczeniach korekcyjnych, grach i zabawach terapeutycznych. Przyczynia się do wzmacniania mięśni dłoni i przedramienia. Jest bardziej elastyczne od ringo gładkiego. Nie posiada wentyla regulującego jego twardość. Dostępne w kolorze żółtym.

#### **TRENING**

Trening i terapia dzieci