

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:52

Link do produktu: <https://akmed.pl/ringo-togu-p-6959.html>



Ringo TOGU®

Numer katalogowy **7013**

Producent **Togu**

Opis produktu

Przybory terapeutyczne wypełnione powietrzem używane w ćwiczeniach korekcyjnych, grach i zabawach terapeutycznych. Przyczyniają się do wzmacniania mięśni dłoni i przedramienia. Posiadają zaworek do regulacji ilości powietrza wewnątrz przyboru, dzięki czemu możemy kontrolować opór z jakim chcemy wykonywać dane ćwiczenie. Średnica: 18 cm. Dostępne kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty.

TRENING

Trening i terapia dzieci

SCHORZENIA I PROFILAKTYKA

Choroby neurologiczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czerwony , niebieski , zielony , żółty