

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/ringo-togu-p-6959.html>



## Ringo TOGU®

Numer katalogowy **7013**

Producent **Togu**

### Opis produktu

Przybory terapeutyczne wypełnione powietrzem używane w ćwiczeniach korekcyjnych, grach i zabawach terapeutycznych. Przyczyniają się do wzmacniania mięśni dłoni i przedramienia. Posiadają zaworek do regulacji ilości powietrza wewnątrz przyboru, dzięki czemu możemy kontrolować opór z jakim chcemy wykonywać dane ćwiczenie. Średnica: 18 cm. Dostępne kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty.

#### **TRENING**

Trening i terapia dzieci

#### **SCHORZENIA I PROFILAKTYKA**

Choroby neurologiczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** czerwony , niebieski , zielony , żółty