


Link do produktu: <https://akmed.pl/roler-do-treningu-os-roller-premium-togu-45-cm-p-6936.html>

Roler do treningu OS Roller Premium TOGU® (45 cm)



Numer katalogowy **6962**

Producent **Toгу**

Opis produktu

Wałki wykonane z twardej pianki EVA, stosowane w sporcie, fitness i terapii. Używane w ćwiczeniach równoważnych. Dodatkową zaletą O.S. Roller jest jego niska waga. Produkt dostępny w dwóch długościach: 45 i 90 cm, średnica 15 cm.

Zastosowanie:

- profesjonalny trening sportowy,
- masaż większych partii mięśniowych kończyn górnych, dolnych lub grzbietu
- trening ukierunkowany na poprawę reakcji równoważnych,
- specjalistyczne programy treningowe - sensomotoryka,
- trening ogólnorozwojowy,
- trening funkcjonalny,
- trening osobisty,
- korekcja wad postawy.

SCHORZENIA I PROFILAKTYKA

Choroby neurologiczne

TRENING

Trening mentalny, joga, pilates , Trening przygotowania motorycznego