

Link do produktu: <https://akmed.pl/roller-do-automasażu-blackroll-mini-togu-p-6928.html>

Roller do automasażu Blackroll mini TOGU®



| | |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 6954 |
|------------------|-------------|

| | |
|-----------|-------------|
| Producent | Togu |
|-----------|-------------|

Opis produktu

Doskonały przybór do automasażu. Dzięki wykorzystaniu wałka Blackroll Togu® zwiększone napięcie mięśniowe nie będzie stanowiło już problemu. Zrosty i zgrubienia mięśniowe mogą zostać zredukowane. Dzięki odpowiedniej terapii z wykorzystaniem wałka Blackroll Togu® możemy w istotny sposób zredukować widoczność blizn. Stosowany także w ostrogach piętowych i zespole cieśni nadgarstka.

Materiał EEP jest solidny, łatwy do czyszczenia, przyjazny dla skóry i bezwonny. Podlega także w 100% recyklingowi.

Zastosowanie:

- prewencja i leczenie problemów z powięzią i mięśniami,
- Aktywna regeneracja połączona z pozytywnym wpływem na krążenie krwi,
- stymulacja stref reflektorycznych
- łatwy sposób na automasaż
- idealny podczas rozgrzewki przed treningiem, oraz podczas regeneracji potreningowej.

Dane techniczne:

rozmiar: 15 x 5,5 cm

kolor: czarny

materiał: EEP

SCHORZENIA I PROFILAKTYKA

Choroby neurologiczne

TRENING

Trening mentalny, joga, pilates