

Link do produktu: <https://akmed.pl/rotor-rehabilitacyjny-at51110-p-6354.html>



rotor rehabilitacyjny - AT51110

Numer katalogowy	AT51110
Producent	Antar

Opis produktu

Rotor rehabilitacyjny to kompaktowy rower do ćwiczeń, który można z łatwością przechowywać, gdy zajdzie taka potrzeba. Posiada on nakładki antypoślizgowe, które sprawiają, że można go ustawić w dowolnym miejscu. Używany regularnie pobudza krążenie krwi i zwiększa siłę mięśniową. To świetny sposób na umiarkowane ćwiczenia układu sercowo-naczyniowego. Postaw go na stole, aby ćwiczyć ręce lub na podłodze, aby pojeździć na rowerze, nie ruszając się z fotela.

Rotor wyposażony jest w wyświetlacz, zasilany baterią 1,5 V AG13. Funkcje wyświetlacza:

- wskazuje ilość wykonanych obrotów
- czas trwania treningu,
- szacunkową liczbę spalonych kalorii
- liczbę obrotów na minutę

Rotor AT51110 stosuje się przy rehabilitacji osób z niedowładem kończyn górnych i dolnych spowodowanym wypadkiem bądź udarem. Stosowanie rotora korzystnie wpływa na poprawę układu krążenia, zapobiega tworzeniu się zakrzepów tętniczych, przykurczom mięśni, oraz zwiększa zakres ruchomości w stawach.

Parametry techniczne:

- Rama: stalowa lakierowana proszkowo
- Pedał rotora: nylon
- Wymiary: 36x50x24cm
- Waga: 2,4kg
- Maksymalne całkowite obciążenie: 100kg
- Opakowanie handlowe: 1szt.

Występuje w jednej wersji kolorystycznej: zielonej.