

## Rotor rehabilitacyjny



Numer katalogowy **FS 960**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Rotor rehabilitacyjny** przeznaczony jest dla osób, u których nastąpił przykurcz lub zanik mięśniowy spowodowany długotrwałym usztywnieniem poprzez opatrunek gipsowy lub zabieg operacyjny. Rotor wykorzystywany jest również w rehabilitacji osób, które wymagają przywrócenia funkcji motorycznych oraz ponownego nauczania prawidłowego wzorca ruchowego utraconego poprzez uszkodzenie układu neurologicznego. Rotor może być wykorzystywany w szpitalach, gabinetach rehabilitacyjnych oraz w warunkach domowych jako urządzenie do rehabilitacji i rekreacji indywidualnej.

Rotor posiada regulację obciążenia, dzięki czemu możliwe jest dostosowywanie do stanu sprawności kończyn oraz postępów w rehabilitacji.

#### Cechy produktu:

- stalowa rama malowana proszkowo
- długa dźwignia momentu obrotowego
- paskowy mechanizm oporowy
- szeroki zakres regulacji, dzięki czemu

nadaje się dla różnych grup pacjentów

- cztery nasadki antypoślizgowe
- opaski na stopy zapiane na rzep
- dostępny w kolorze czarnym i białym

Rotor nie posiada możliwości złożenia.

**Wymiary:** 32 x 45 cm

**Wysokość do podłoża:** 31 cm

**Wysokość całkowita:** 40 cm

**Waga:** 3,2 kg

**Maksymalne obciążenie:** 30 kg

+/- 0,5-1 cm