

## Rotor rehabilitacyjny

Numer katalogowy **JMC-C 5720**

Producent **Timago**



### Opis produktu

**Rotor rehabilitacyjny** przeznaczony jest dla osób, u których nastąpił przykurcz lub zanik mięśniowy spowodowany długotrwałym usztywnieniem poprzez opatrunek gipsowy lub zabieg operacyjny. Rotor wykorzystywany jest również w rehabilitacji osób, które wymagają przywrócenia funkcji motorycznych oraz ponownego nauczania prawidłowego wzorca ruchowego utraconego poprzez uszkodzenie układu neurologicznego. Rotor może być wykorzystywany w szpitalach, gabinetach rehabilitacyjnych oraz w warunkach domowych jako urządzenie do rehabilitacji i rekreacji indywidualnej.

Rotor posiada regulację obciążenia, dzięki czemu możliwe jest dostosowywanie do o stanu sprawności kończyn oraz postępów w rehabilitacji

#### Cechy produktu:

- stalowa chromowana rama
- szeroka podstawa
- krótka dźwignia momentu obrotowego dzięki

czemu nadaje się dla pacjentów o rozległych urazach

- dociskowy mechanizm oporowy
- cztery nasadki antypoślizgowe
- gumowe zapięcia na stopy
- posiada możliwość złożenia

**Wymiary:** 41 x 56 cm

**Wysokość do podłoża:** 17 cm

**Wysokość całkowita:** 32 cm

**Waga:** 2,3 kg

**Maksymalne obciążenie:** 30 kg

+/- 0,5-1 cm