

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 19:54

Link do produktu: <https://akmed.pl/rotor-rehabilitacyjny-rf-700-p-7250.html>

## Rotor rehabilitacyjny RF-700

Numer katalogowy

**10609**

Producent

**Rehafund**



### Opis produktu

- rotor przeznaczony jest do ćwiczeń czynnych (oporowych) oraz rehabilitacyjnych kończyn dolnych i górnych przy schorzeniach urazowo ortopedycznych oraz reumatycznych.
- rotor wykonany z wysokiej klasy stopów stali i niklu
- podwójna wzmocniona rama
- szeroki zakres regulacji siły oporu
- wyposażony w pasy zabezpieczające stopę
- wymiar podstawy: 41 x 50 cm
- waga: 2,2 kg