

Link do produktu: <https://akmed.pl/rotor-rehabilitacyjny-skladany-p-1539.html>

Rotor rehabilitacyjny składany



Numer katalogowy

TGR-R RR S005 / TGR-R RR S005L

Producent

Timago

Opis produktu

Rotor rehabilitacyjny przeznaczony jest dla osób, u których nastąpił przykurcz lub zanik mięśniowy spowodowany długotrwałym usztywnieniem poprzez opatrunek gipsowy lub zabieg operacyjny. Rotor wykorzystywany jest również w rehabilitacji osób, które wymagają przywrócenia funkcji motorycznych oraz ponownego nauczania prawidłowego wzorca ruchowego utraconego poprzez uszkodzenie układu neurologicznego. Rotor może być wykorzystywany w szpitalach, gabinetach rehabilitacyjnych oraz w warunkach domowych jako urządzenie do rehabilitacji i rekreacji indywidualnej.

Rotor posiada regulację obciążenia, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie go do stanu sprawności kończyn oraz postępów w rehabilitacji.

Cechy produktu:

- stalowa rama malowana proszkowo
- obrotowe pokrętko z krótkim zakresem regulacji oporu

dzięki czemu przeznaczony jest również dla pacjentów po rozległych urazach

- dociskowy mechanizm oporowy
- gumowe zapięcia zabezpieczające stopy
- cztery nasadki antypoślizgowe
- dostępny w kolorze czarnym i zielonym

Model **TGR-R RR S005L** posiada licznik z funkcją liczenia pełnych obrotów w ciągu minuty, czasu przejazdu i spalonych kalorii

Wymiary podstawy: 39,5 cm x 47 cm

Wysokość podstawy od podłoża: 17 cm

Waga:

- **TGR-R RR S005:** 2,2 kg
- **TGR-R RR S005L:** 2,3 kg

Max obciążenie: 30 kg

Bateria do licznika 1 szt. R03 AAA 1.5V

Kolor ramy: zielony, czarny