

Link do produktu: <https://akmed.pl/rotor-rehabilitacyjny-skladany-p-1641.html>



Rotor rehabilitacyjny - składany

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | AR-019 |
| Producent | ARmedical |

Opis produktu

- Idealny do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych
- Pomaga zwiększyć sprawność
- Zapobiega zanikom mięśniowym

Zastosowanie:

Rotor rehabilitacyjny model AR-019 jest manualnym urządzeniem do rehabilitacji. Zalecanym do usprawniania kończyn górnych i dolnych szczególnie przy niedowładach spowodowanych udarem, wypadkiem oraz różnymi zaburzeniami neurologicznymi. Ćwiczenia za pomocą rotora pozwalają na kształtowanie siły mięśniowej, poprawienie krążenia w obrębie kończyn i stymulują układ nerwowy, a także poprawiają ruchomość stawów. Szczególnie polecany do ćwiczeń przy porażeniach nerwów obwodowych kończyn dolnych.

Stosowanie zapewnia:

- poprawę sprawności układu krążeniowo-oddechowego
- poprawę ukrwienia kończyn w zakresie krążenia tętniczego, żylnego, limfatycznego
- zapobiega zanikom mięśniowym
- zakrzepom tętniczymi i żylnym
- przykurczom w stawach kończyn
- ćwiczenia dolnych kończyn można wykonywać w pozycji siedzącej na wózku inwalidzkim krześle lub fotelu
- ćwiczenia górnych kończyn można wykonywać po ustawieniu rotora np. na stole

Parametry techniczne:

- Rama: stalowa lakierowana proszkowo, składana
- Pedaly rotora: nylon
- Stopki antypoślizgowe: ABS
- Siła oporu: płynna regulacja
- Wyposażenie: wielofunkcyjny licznik
- Wymiary: 50x36x26cm

-
- Waga: 2,3kg
 - Maksymalne całkowite obciążenie: 100kg
 - Opakowanie handlowe: 1szt.
 - Karton zbiorczy: 4 szt.

Dostępne kolory:

- niebieski
- srebrny
- czarny