

Link do produktu: <https://akmed.pl/rower-rehabilitacyjny-trojkołowy-dla-doroslych-w-stylu-retro-vintage-p-1299.html>

Rower rehabilitacyjny trójkołowy dla dorosłych w stylu retro VINTAGE



Numer katalogowy

VINTAGE

Producent

Vermeiren

Opis produktu

Rehabilitacyjny rowerek trójkołowy dla dorosłych. Wygląd rowera utrzymany w modnym dzisiaj stylu RETRO. Doskonałe narzędzie terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób dorosłych, starszych. Idealny dla osób z zachwianym poczuciem równowagi, z zaburzeniami ruchu. Ruch stymulująco wpływa na utrzymanie układu kostno-mięśniowego w dobrej kondycji. Poprawia krążenie, oddychanie, ogólnie wzmacnia organizm. Rowery motywują do działania osoby starsze, którym się wydaje, że przejażdżka rowerem już nie jest dla nich.

Nie ma lepszego wrażenia kiedy można znowu poczuć smak wycieczki, która dla osób z zaburzeniami ruchu wydawać by się mogło, że się skończyła bezpowrotnie. Nic z tych rzeczy, dzięki rowerowi VINTAGE można znowu czerpać radość z wyjazdów poza miasto. Rower jest standardowo wyposażony w opony firmy SCHWALBE z paskiem odblaskowym na obwodzie, co sprawia, że osoba jadąca wieczorem jest widoczna. Nisko zawieszona rama tuż nad ziemią sprawia, że wsiadanie i zsiadanie z rowera jest dużo łatwiejsze.

Bogata gama opcji dodatkowych pozwala na bezpieczną jazdę oraz ustabilizowanie w taki sposób aby nie spadło z rowera.

W standardzie rower jest dostarczany z systemem ostrego koła. Aby jechać należy ciągle pedałować. Dla niektórych osób jest to wskazane ponieważ wymusza ciągły ruch nóg w ten sposób efekt rehabilitacji jest zintensyfikowany. Jeżeli rower ma być wyposażony w inny rodzaj napędu, na przykład wolne koło lub torpeda należy to zaznaczyć przy zamówieniu.

Aby dobrać właściwy rower dla dziecka należy zmierzyć wewnętrzną długość nogi, od ziemi do pachwiny. Model VINTAGE jest dla osoby o długości nogi 75cm-105cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor ramy (c): brązowy (tricycle)