

Link do produktu: <https://akmed.pl/rush-dwuszynowa-boczna-stabilizacja-stawu-kolanowego-p-1831.html>



RUSH dwuszynowa boczna stabilizacja stawu kolanowego

Numer katalogowy **DRQ10N**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagające kontroli zakresu ruchu.

CECHY PRODUKTU:

- Dwuszynowa boczna stabilizacja,
- Pięć samoprzyczepnych niezależnie regulowanych taśm stabilizujących w tym pas podrzepkowy,
- Łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcia: od 0° do 120° co 10 stopni, wyprostu: od -10° do 90° co 10 stopni,
- Możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°,15°,30°,45°,
- Płaska konstrukcja zegara,
- Intuicyjny system dopasowania długości ortezy,
- Panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy,
- Możliwość podpięcia opaski chłodzącej do konstrukcji zegara,
- Miękkie wyściełanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- Uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
- Waga ortezy nie przekracza 800g,
- Regulacja długości w przedziale: 48 - 61cm (udo: 22 - 28cm, goleń: 26 - 33cm).

ROZMIAR:

Uniwersalny.