

Link do produktu: <https://akmed.pl/s-move-orteza-stawu-kolanowego-otwarta-p-1826.html>



## S-MOVE orteza stawu kolanowego otwarta

Numer katalogowy	<b>DRQ10F</b>
Producent	<b>Qmed</b>

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Przeciążenia i mikrourazy aparatu mięśniowo-więzadłowego, dolegliwości bólowe w obrębie stawu kolanowego różnej etiologii, zmiany zwyrodnieniowe, niestabilności bocznej stawu kolanowego różnej etiologii, doleczanie uszkodzeń więzadeł pobocznych stawu kolanowego.

#### CECHY PRODUKTU

- wykonana z nowoczesnej, wielokierunkowo elastycznej, oddychającej dzianiny AirX z wykończeniem „moisture management” - szybko schnąca, odprowadzająca wilgoć, nie tracąca właściwości po praniu,
- korpus dzianinowy profilowany anatomicznie do kształtu kończyny z uwzględnieniem fizjologicznej pozycji rzepki, otwarta konstrukcja korpusu zapewnia łatwe i szybkie zakładanie, a także możliwość regulacji obwodowej,
- boczną stabilizację stawu zapewniają dwie aluminiowe stalki,
- czteroosiowy opatentowany zegar pozwala na ograniczenie zakresu ruchu w wybranym terapeutycznym zakresie: 10°, 20°, 30° wyprostu oraz 45°, 60°, 90° zgięcia, a także unieruchomienia w 0°,
- dodatkowe taśmy stabilizujące o przeciwnym przebiegu zapewniają właściwe umiejscowienie stalek oraz zapobiegają przemieszczaniu i obracaniu się ortezy względem kończyny,
- wysokość ortezy 34,5 cm.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód kolana (cm)	36 - 39	40 - 43	44 - 48	49 - 54	55 - 60

\* obwód mierzony 15 cm powyżej środka rzepki

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5