

Link do produktu: <https://akmed.pl/s-move-orteza-stawu-kolanowego-zamknieta-p-1827.html>



## S-MOVE orteza stawu kolanowego zamknięta

Numer katalogowy **DRQ10D**

Producent **Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Podostre, przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

#### CECHY PRODUKTU

- orteza została wykonana z nowoczesnej, wielokierunkowo elastycznej, oddychającej dzianiny AirX,
- boczną stabilizację stawu zapewniają policentryczne stalki,
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu ruchu wyprostu 0°, 10°, 20°, 30° i zgięcia 45°, 60°, 90°,
- dwie dodatkowe taśmy stabilizujące pozwalają na regulację siły kompresji,
- orteza posiada wyprofilowany otwór na rzepkę, który zapewnia jej boczną stabilizację oraz odciążenie stawu rzepkowo-udowego.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód kolana (cm)	36 - 39	40 - 43	44 - 48	49 - 54	55 - 60

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5