

Link do produktu: <https://akmed.pl/samoregulujacy-stabilizator-kolana-p-3275.html>



Samoregulujący stabilizator kolana

Numer katalogowy **56427**

Producent **Mueller**

Opis produktu

Zaprojektowany z zastosowaniem unikalnych rozwiązań aby zmaksymalizować wygodę i wydajność. Skrzyżowane paski elastyczne nad i pod kolanem zapewniają samoregulujące wsparcie i ucisk podczas gdy nowy miękki materiał ułatwia oddychanie i zwiększa komfort całodziennego noszenia. Podwójne usztywnienie wewnątrz wspomaga kolano i ułatwia właściwy ruch rzepki. Giętkie stalowe sprężyny dodatkowo wspierają kolano z obu stron, a kształt pozwala na łatwe zakładanie i zdejmowanie.

Zastosowanie:

- Łagodne i umiarkowane urazy stawu kolanowego oraz przemieszczenia rzepki
- lekkie niestabilności kolana
- przeciążenia stawu kolanowego
- zmiany zwyrodnieniowe kolana
- stany zapalne ścięgna rzepki
- odciążenie oraz stabilizacja rzepki

Mierzyć obwód środka kolana.

Uniwersalny rozmiar 25-55cm