

Link do produktu: <https://akmed.pl/scamper-but-pneumatyczny-z-kontrola-cisnienia-p-1841.html>



SCAMPER But pneumatyczny z kontrolą ciśnienia

Numer katalogowy **DRQ13T**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Przeciwdziałanie obrzękom i stabilizacja w przypadku: urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy i dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego, śródstopia i stępu drugiego i trzeciego stopnia, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia, po zabiegach operacyjnych w/w okolicy, zmian zapalnych ścięgna Achillesa oraz ścięgien prostowników i zginaczy stopy.

CECHY PRODUKTU

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację, ale umożliwia jednocześnie swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka wykonana z miękkiego, oddychającego materiału zawierająca dodatkową ochronę palców oraz wewnętrzne komory powietrzne umożliwiające regulację kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- zastosowany system kontroli ciśnienia zapobiega niekontrolowanej aplikacji zbyt silnej kompresji, a w efekcie zaburzeniom trofiki skóry zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czucia, krążenia w obszarze działania ortozy czy diabetyków.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta	36-39	38-42	42-46	46

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL