

Link do produktu: <https://akmed.pl/sciagacz-stawu-kolanowego-4100-p-2273.html>



Ściągacz stawu kolanowego 4100

Numer katalogowy	4100
Producent	Orliman

Opis produktu

Ściągacz stawu kolanowego wykonany z neoprenu o grubości 5 mm bez otworu na rzepkę.

Zastosowanie:

Arthrosis, Arthritis, lekkie kontuzje także sportowe, ochrona pooperacyjna, proces rehabilitacji.

Działanie:u

cisk, bardzo dobra izolacja cieplna, przynosi ulgę w dolegliwościach bólowych, działa ochronnie.

Długość:27 cm.

Kolor:4100(granat) / 5100(beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód kolana na wysokości rzepek (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL

Kolor: beżowy , granatowy