

Link do produktu: <https://akmed.pl/sciagacz-stawu-kolanowego-4100-p-2273.html>



## Ściągacz stawu kolanowego 4100

Numer katalogowy	<b>4100</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Ściągacz stawu kolanowego wykonany z neoprenu o grubości 5 mm bez otworu na rzepkę.

**Zastosowanie:**

Arthrosis, Arthritis, lekkie kontuzje także sportowe, ochrona pooperacyjna, proces rehabilitacji.

**Działanie:**u

cisk, bardzo dobra izolacja cieplna, przynosi ulgę w dolegliwościach bólowych, działa ochronnie.

**Długość:**27 cm.

**Kolor:**4100(granat) / 5100(beż).

### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL

**Kolor:** beżowy , granatowy