

Link do produktu: <https://akmed.pl/secure-pro-multifunkcyjna-orteza-stawu-kolanowego-z-regulowanym-zegarem-policentrycznym-3131-p-7565.html>



SECURE-PRO Multifunkcyjna orteza stawu kolanowego z regulowanym zegarem policentrycznym - 3131

Numer katalogowy **3131**

Producent **Oppo**

Opis produktu

3131 SECURE-PRO Multifunkcyjna orteza stawu kolanowego z regulowanym zegarem policentrycznym.

Ultranowoczesna, aluminiowa niezwykle wygodna orteza, wyposażona w lekki, niewielki, a jednocześnie niezwykle wytrzymały i precyzyjny zegar policentryczny. Orteza wykonana jest w systemie "otwartym", co umożliwia obserwację stawu kolanowego, łatwą aplikację, a także dużą przewiewność. Doskonała w przypadku poważnych urazów lub po rekonstrukcję więzadeł: ACL, PCL, MCL lub/i LCL, schorzeń łąkotki, niestabilności stawu kolanowego, przeprostu, a także w procesie rehabilitacji pourazowej (np. po skręceniach, konflikcie rzepkowo-udowym). Długość ortezy może zostać wyregulowana do potrzeb użytkownika.

Numer katalogowy: 3131.

Rozmiar (obwód nogi, w pozycji wyprostowanej, 15 cm powyżej rzepki kolanowej):

S (39,4cm - 47,0cm)

M (47,0cm - 53,3cm)

L (53,3cm - 59,7cm)

XL (59,7cm - 63,5cm)

XXL (63,5cm - 71,1cm).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL