

Link do produktu: <https://akmed.pl/seni-care-chusteczki-nasaczane-sensitive-p-2842.html>

## Seni Care chusteczki nasączone Sensitive



Numer katalogowy

**Seni Care chusteczki nasączone Sensitive**

Producent

**Seni**

### Opis produktu

Pielęgnacyjne chusteczki do delikatnego oczyszczania i nawilżania skóry skłonnej do alergii. Dzięki delikatnej formule, nie zawierającej parabenów, kompozycji zapachowych oraz alkoholu, chusteczki nie podrażniają wrażliwej skóry. Mają przyjazne dla skóry pH5,5, dzięki czemu stabilizują kwaśny płaszcz ochronny skóry. Duża powierzchnia chusteczki (ok. 20x30 cm) umożliwia proste i szybkie utrzymanie higieny przez cały dzień. Idealne w czasie podróży.

Produkt przebadany dermatologicznie.

Opakowanie: 68 szt.

Składniki aktywne:

- alantoina
- wyciąg z aloesu
- kwas mlekowy.