

Link do produktu: <https://akmed.pl/seni-care-krem-ochronny-z-arginina-i-sinodorem-p-2837.html>



## Seni Care krem ochronny z arginina i SINODOREM®

Numer katalogowy

**Seni Care krem  
ochronny z arginina**

Producent

**Seni**

### Opis produktu

Do pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia. Dzięki składnikom aktywnym chroni przed powstaniem stanów zapalnych, odparzeń i odleżyn. W przeciwieństwie do tradycyjnych kremów ochronnych, ma lekką konsystencję i łatwo się wchłania. Tworzy na skórze przezroczystą warstwę ochronną, która pozwala skórze oddychać. Łagodzi nieprzyjemne objawy suchości i napięcia skóry. Arginina zawarta w kremie głęboko nawilża i przyspiesza regenerację naskórka. Regularnie stosowany pielęgnuje skórę, zmniejszając objawy szorstkości, zaczerwienienia, pieczenia i świądu. Zawiera SINODOR® - naturalną substancję pochłaniającą zapach moczu.

Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.

Sposób użycia: Nanieść warstwę kremu na oczyszczoną i osuszoną skórę zagrożonych odleżynami lub odparzeniami partii ciała. Pozostawić do wchłonięcia.

Opakowanie: tuba 100 ml, 200 ml

Składniki aktywne:

- arginina
- alantoina
- biokompleks Iniany
- pantenol
- gliceryna
- masło Shea
- olej Canola
- olej z pestek winogron
- SINODOR®