

Link do produktu: <https://akmed.pl/seni-care-kremowy-zel-do-mycia-3-urea-p-2830.html>



Seni Care kremowy żel do mycia 3% UREA

Numer katalogowy

Seni Care kremowy żel do mycia

Producent

Seni

Opis produktu

Przeznaczony do skóry bardzo suchej, odwodnionej i pozbawionej naturalnej warstwy lipidowej. Intensywnie nawilża i natłuszcza skórę dzięki wyjątkowej recepturze z dodatkiem naturalnych olejów roślinnych i trójglicerydów. Zawiera zmiękczający, nawilżający i działający przeciwświądowo moczniak. Specjalna kompozycja składników aktywnych sprawia, że kremowy żel ma działanie przeciwpodrażnieniowe i zapewnia skórze zdrowy wygląd.

Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.

Sposób użycia: Rozprowadzić na zwilżonej skórze, spłukać i delikatnie osuszyć skórę. Najlepsze efekty zapewnia regularne stosowanie.

Opakowanie: butelka 300 ml, z wygodnym dozownikiem.

Składniki aktywne:

- moczniak (urea) 3%
- olej lniany bogaty w $\Omega 3$ i $\Omega 6$
- oliwa z oliwek
- sylimaryna