

Link do produktu: <https://akmed.pl/seni-care-sliniaki-z-kieszonka-p-2845.html>



Seni Care śliniaki z kieszonką

Numer katalogowy

Seni Care śliniaki z kieszonką

Producent

Seni

Opis produktu

Przeznaczone do ochrony ubrania przed zabrudzeniem podczas karmienia czy czynności toaletowych twarzy i jamy ustnej. Wykonane z podfoliowanej bibuły celulozowej. Nacięcia na śliniaku tworzą po założeniu paski do związania na szyi oraz ochronny kołnierzyk. Zewnętrzna warstwa materiału jest miękka i po zakończeniu karmienia czy toalety jamy ustnej może służyć jako serwetka do wytarcia ust. Duża powierzchnia (60x40 cm) oraz wywijana kieszeń na resztki jedzenia zapewniają czystość i higienę.

Dostępne w opakowaniach: 10 szt., 100 szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 10 szt. , 100 szt.