

Link do produktu: <https://akmed.pl/seni-care-zel-aktywizujacy-z-guarana-p-2840.html>



Seni Care żel aktywizujący z guaraną

Numer katalogowy

Seni Care żel aktywizujący z guaraną

Producent

Seni

Opis produktu

Do codziennego aktywizowania skóry wrażliwej, narażonej na powstawanie odparzeń i odleżyn. Dzięki naturalnemu ekstraktowi z guarany wspomaga mikrocyrkulację krwi w skórze, działa pobudzająco i odświeżająco. Nawilża skórę i relaksuje, przynosi ulgę napiętym mięśniom. Zawartość naturalnych substancji o własnościach antyseptycznych wspomaga ochronne działanie żelu.

Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.

Sposób użycia: Nanieść na czystą skórę ciała i wmasować. Stosować 1-2 razy dziennie jako uzupełnienie pielęgnacji i profilaktyki przeciwoleżynowej. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi. Nie stosować przy uszkodzeniach skóry.

Opakowanie: tuba 250 ml

Składniki aktywne:

- guarana
- kamfora
- kofeina
- biokompleks Iniany
- bisabolol
- gliceryna
- alantoina