

Link do produktu: <https://akmed.pl/siedzisko-dla-dzieci-stabilizujace-glowe-i-plecy-pepi-p-1405.html>



## Siedzisko dla dzieci stabilizujące głowę i plecy PEPI

Numer katalogowy	<b>PEPI</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>

### Opis produktu

Siedzisko dedykowane jest dla dzieci z MPD. Bardzo pomocne dla rodziców przy codziennej pielęgnacji dzieci. Siedzisko jest wykonane z aluminium i całkowicie składane na płasko co powoduje , że nadaje się również na plażę.

#### Zalety:

- Konstrukcja z aluminium,
- materiał przepuszcza wodę szybko schnący,
- regulacja czterech segmentów : głowy,pleców,uda,łydki,
- regulacja napięcia materiału,
- zagłówek wykonany z masy , który nie pozwala znużyć się główce pod wodę, regulowany,
- pas piersiowy i na stopy,
- składany całkowicie do małych rozmiarów,
- możliwość mocowania pasów w różnych pozycjach.