

Link do produktu: <https://akmed.pl/siedzisko-ortopedyczne-dla-dzieci-bayo-p-1406.html>

## Siedzisko ortopedyczne dla dzieci BAYO



Numer katalogowy	<b>BAYO</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>

### Opis produktu

Terapeutyczne siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę. Dedykowany dla dzieci z MPD. Nauka, komunikacja i zabawa z fotelikiem BAYO jest łatwiejsza. Niezastąpiony w codziennej pracy z dzieckiem. BAYO oferuje **optymalną postawę + stabilizację**.

Fotelik dzięki pelotom udowym gwarantuje skuteczną stabilizację miednicy. Wyprofilowana poduszka siedziska oferuje wysoki komfort siedzenia co również dodatkowo stabilizuje miednicę. Dyskomfort zawsze prowokuje do usiłowania zmiany pozycji co destabilizuje miednicę. Na stabilizację tułowia składają się peloty tułowia oraz szeroki wachlarz pasów i kamizelek neoprenowych (opcja dodatkowa). Stabilizacja głowy zagwarantowana dzięki regulowanemu zagłówkowi.

Tapicerka wykonana z materiału ALCALA. Jest to miękki, miły w dotyku, oddychający, odporny na mechacenie, ognioodporny, dający się prać, wodoodporny, imitujący naturalną skórę ekologiczny.

Zalety:

- znakomita manewrowalność,
- płynna regulacja wysokości fotelika,
- regulowany kąt oparcia,
- regulowany kąt siedzenia,
- regulowany kąt podnóżków,
- TILT-in SPACE,
- pełne pozycjonowanie,
- regulowana wysokość oparcia,
- regulowana głębokość siedzenia,
- klin
- pasy,
- sandałki na na stopy,
- kompaktowe rozmiary,
- łatwy w utrzymaniu w czystości (pokrowce ściągane z poduszek),
- duża ilość opcji dodatkowych.

Fotelik umożliwia pracę z dzieckiem, różnego rodzaju formy aktywizacji jak zabawa, nauka. Kontakt z przyjaciółmi i otoczeniem staje się łatwiejszy i mniej męczący. Rodzice mogą na chwilę zostawić dziecko bezpiecznie w foteliku b y przyrządzić np. posiłek. BAYO jest idealne do użytku w małych mieszkaniach ale również w takich instytucjach jak przedszkola i szkoły integracyjne, warsztaty terapii zajęciowej itp.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Szerokość siedziska:** 32 , 40

**Kolor ramy (c):** C27 niebieski , C29 szary , C75 czarny

**Kolor tapicerki (c):** brązowy gemini 2 , niebieski gemini 2 , pomarańczowy gemini , zielony gemini 2