

Link do produktu: <https://akmed.pl/silikonowa-podkladka-metatarsalna-p-1768.html>



Silikonowa podkładka metatarsalna

Numer katalogowy **SP-I-909**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonana ze 100% silikonu medycznego "obojętnego" dla skóry w technologii SILICATIVE.

- Zapewnia właściwe ustawienie śródstopia i wytworzenie łuku poprzecznego
- Doskonale odciąża przednią część śródstopia amortyzując wstrząsy
- Zapobiega płaskostopiu poprzecznemu, modzelom i tworzeniu halluxa
- Zmniejsza stan zapalny okolicy śródstopia, zapobiega zgrubieniom i zrogowaceniom.

Dzięki zastosowanemu separatorowi palców podkładka zawsze pozostaje na właściwej pozycji. Dzięki zastosowaniu 100% silikonu medycznego podkładka nie powoduje uczuleń, jednocześnie jest elastyczna gwarantując komfort użytkowania. Bezzapachowa.

Sposób konserwacji:

Umyć ręcznie w wodzie o temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, , nie czyścić chemicznie.

Przeciwwskazania:

Wkładek nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych.