

Link do produktu: <https://akmed.pl/silikonowa-proteza-piersi-pelna-1020x-authentic-p-5604.html>

Silikonowa proteza piersi pełna 1020X Authentic



Numer katalogowy	1020X
------------------	--------------

Producent	Anita
-----------	--------------

Opis produktu

Silikonowe protezy pełne zaprojektowane na wzór zdrowej piersi służą do wyrównania asymetrii i pozwalają zachować prawidłową postawę po amputacji piersi.

W celu otrzymania fachowej porady i wyboru odpowiedniego modelu protezy skontaktuj się ze [sklepem medycznym](#) w Twojej okolicy.

Proteza dwuwarstwowa - miękki silikon po zewnętrznej stronie sprawia, że proteza jest bardzo naturalna w dotyku.

- Ok. 25% lżejsza
- Naturalne ruchy protezy dzięki unikalnej technologii fałdy Flex-Gap®
- Miękkie i dopasowane brzegi zapewniają niewidoczne połączenie z ciałem i delikatne przyleganie protezy we wrażliwym obszarze pachowym
- Proteza zachowuje swój kształt oraz miękkość przez cały dzień