

Link do produktu: <https://akmed.pl/silikonowa-proteza-piersi-pelna-1052x2-softtouch-p-5609.html>

Silikonowa proteza piersi pełna 1052X2 Softtouch



| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 1052X2 |
|------------------|---------------|

| | |
|-----------|--------------|
| Producent | Anita |
|-----------|--------------|

Opis produktu

Silikonowe protezy pełne zaprojektowane na wzór zdrowej piersi służą do wyrównania asymetrii i pozwalają zachować prawidłową postawę po amputacji piersi.

W celu otrzymania fachowej porady i wyboru odpowiedniego modelu protezy skontaktuj się ze [sklepem medycznym](#) w Twojej okolicy.

- Ok. 35% lżejsza
- Miękka i plastyczna - doskonałe dopasowanie do ciała
- Idealna do gorsetów protetycznych z fiszbinami