

Link do produktu: <https://akmed.pl/silikonowa-proteza-piersi-pelna-1052xv-valance-vario-p-5610.html>

## Silikonowa proteza piersi pełna 1052XV Valance Vario



Numer katalogowy	<b>1052XV</b>
------------------	---------------

Producent	<b>Anita</b>
-----------	--------------

### Opis produktu

Silikonowe protezy pełne zaprojektowane na wzór zdrowej piersi służą do wyrównania asymetrii i pozwalają zachować prawidłową postawę po amputacji piersi.

W celu otrzymania fachowej porady i wyboru odpowiedniego modelu protezy skontaktuj się ze [sklepem medycznym](#) w Twojej okolicy.

- Proteza samoprzylepna
- ok. 35% lżejsza
- W komplecie 2 samoprzylepne paski wielokrotnego użytku