

Link do produktu: <https://akmed.pl/silikonowa-proteza-piersi-pełna-1054x-active-p-5602.html>

## Silikonowa proteza piersi pełna 1054X Active



Numer katalogowy	<b>1054X</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Anita</b>
-----------	--------------

### Opis produktu

Silikonowe protezy pełne zaprojektowane na wzór zdrowej piersi służą do wyrównania asymetrii i pozwalają zachować prawidłową postawę po amputacji piersi.

W celu otrzymania fachowej porady i wyboru odpowiedniego modelu protezy skontaktuj się ze [sklepem medycznym](#) w Twojej okolicy.

Opatentowana konstrukcja żebrowa zapewnia dopływ powietrza do skóry.

- Ok. 25% lżejsza
- Przy skłonności do nadmiernej potliwości
- Podczas aktywności sportowej, szczególnie do pływania
- Przy nierównym obrzarze blizn
- Dostępna także w wersji asymetrycznej **1084L/R Active Asymmetric**