

Link do produktu: <https://akmed.pl/silikonowa-proteza-piersi-pełna-1055x-tritex-p-5605.html>

## Silikonowa proteza piersi pełna 1055X TriTex



Numer katalogowy	<b>1055X</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Anita</b>
-----------	--------------

### Opis produktu

Silikonowe protezy pełne zaprojektowane na wzór zdrowej piersi służą do wyrównania asymetrii i pozwalają zachować prawidłową postawę po amputacji piersi.

W celu otrzymania fachowej porady i wyboru odpowiedniego modelu protezy skontaktuj się ze [sklepem medycznym](#) w Twojej okolicy.

Opatentowana technologia mikrofazy oraz konstrukcja żebrowa zapewniają perfekcyjny obieg powietrza przy skórze i przyjemny komfort noszenia

- Ok. 25% lżejsza  
Przy podrażnieniach skóry
- Przy skłonności do nadmiernej potliwości
- Proteza dostępna także w wersji asymetrycznej **1085L/R TriTex Asymmetric**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Strona:** lewa , prawa