

Link do produktu: <https://akmed.pl/silikonowa-proteza-piersi-pełna-1055x-tritex-p-5605.html>

Silikonowa proteza piersi pełna 1055X TriTex



Numer katalogowy	1055X
------------------	--------------

Producent	Anita
-----------	--------------

Opis produktu

Silikonowe protezy pełne zaprojektowane na wzór zdrowej piersi służą do wyrównania asymetrii i pozwalają zachować prawidłową postawę po amputacji piersi.

W celu otrzymania fachowej porady i wyboru odpowiedniego modelu protezy skontaktuj się ze [sklepem medycznym](#) w Twojej okolicy.

Opatentowana technologia mikrofazy oraz konstrukcja żebrowa zapewniają perfekcyjny obieg powietrza przy skórze i przyjemny komfort noszenia

- Ok. 25% lżejsza
Przy podrażnieniach skóry
- Przy skłonności do nadmiernej potliwości
- Proteza dostępna także w wersji asymetrycznej **1085L/R TriTex Asymmetric**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Strona: lewa , prawa